



Spezialwaschmittel

Juzo Spezialwaschmittel für medizinische Kompressionsbekleidung, alle elastischen Gewebe und Gestricke sowie für hochwertige Gestricke aus Wolle und Seide.

Special Detergent

Juzo Special Detergent for medical compression garments, all types of elastic fabrics and textiles, and high quality fabrics made from wool and silk.

DE

Spezialwaschmittel

Juzo Spezialwaschmittel für medizinische Kompressionsbekleidung, alle elastischen Gewebe und Gestricke sowie für hochwertige Gestricke aus Wolle und Seide.

Anwendung:

Ca. 1 Zentimeter Paste in 2 Liter lauwarmem Wasser auflösen. Zur Vorbehandlung etwas verdünntes Konzentrat auf die verschmutzten Stellen auftragen.

Bitte beachten Sie:

Die Kompressionsbekleidung nicht reiben, nur drücken und mit klarem Wasser gut durchspülen. Um die optimale Kompressionswirkung Ihrer Versorgung zu erhalten, empfehlen wir die Kompressionsbekleidung täglich zu waschen.

Umweltinformation:

Dieses Waschmittel ist zu über 90 % leicht biologisch abbaubar, phosphatfrei, frei von Enzymen, Bleichmitteln und optischen Aufhellern.

Inhaltsstoffe (Gem. EG-Verordnung Nr. 648/2004):
1–5 % nichtionische Tenside
1–5 % anionische Tenside
Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, Laurylamine Dipropylenediamine, Limonene, Duftstoffe.

Hochkonzentriert und deshalb sehr ergiebig.

250 ml Juzo Spezialwaschmittel ergeben 130 Liter Waschlauge.

EN

Special Detergent

Juzo Special Detergent for medical compression garments, all types of elastic fabrics and textiles, and high quality fabrics made from wool and silk.

Instructions for use:

Dissolve approx. 1 centimetre of paste in 2 litres of lukewarm water. Pretreat any soiled areas by applying some slightly diluted concentrate to them.

Please note:

Press the detergent into the compression garment but do not rub. Rinse well with clear water afterwards. To maintain the optimal compression effect of your garment, we recommend washing your compression garment daily.

Environmental information:

This detergent is over 90 % biodegradable, phosphate-free, and contains no enzymes, bleaches or optical brighteners.

Ingredients (acc. to regulation EC no. 648/2004):
1–5 % nonionic surfactants
1–5 % anionic surfactants
Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, laurylamine dipropylenediamine, limonene, fragrances.

Highly concentrated and therefore very economical to use.

250 ml of Juzo Special Detergent makes 130 litres of soapy water.

FR

Lessive Spéciale

Lessive Spéciale Juzo pour les vêtements compressifs médicaux, tous les tissus et tricots élastiques ainsi que pour les tricots en laine et en soie de haute qualité.

Utilisation :

Diluer environ un centimètre de pâte dans deux litres d’eau tiède. Comme prétraitement, appliquer le concentré un peu dilué sur les surfaces sales.

Merci de noter :

Ne pas frotter les vêtements compressifs, uniquement appuyer dessus et bien rincer avec de l’eau claire. Un lavage fréquent augmente la durabilité et prolonge la durée de vie de vos vêtements compressifs Juzo.

Informations environnementales :

Cette lessive est biodégradable à plus de 90 % et ne contient ni phosphates, enzymes, agents blanchissants ni décolorants optiques.

Composants (conformément au règlement CE n° 648/2004) :

1–5 % tensioactifs non-ioniques
1–5 % tensioactifs anioniques
Phénoxyéthanol, n-butyle-1,2-benzisothiazole-3-one, Laurylamine dipropylène-diamine, limonène, parfums.

Hautement concentré et donc très rentable.

250 ml de Lessive Spéciale Juzo produisent 130 litres de liquide de lavage.

IT

Detersivo Speciale

Detersivo Speciale Juzo per indumenti medici di compressione, tutti tessuti e maglie elastici e per delicati di lana e seta.

Istruzioni per l’uso:

Fare sciogliere 1 centimetro di pasta in 2 litri di acqua tiepida. Come pretrattante il posto da smacchiare è da trattare con un poco di concentrato diluito.

Si prega di osservare:

Gli indumenti di compressione non devono essere strofinati ma soltanto schiacciati e risciacquati bene con acqua chiara. Attraverso i lavaggi frequenti la durata di vostri indumenti compressivi Juzo viene aumentata.

Informazione ambientale:

Questo detersivo è al 90 % facilmente biologicamente degradabile, non contiene fosfati, enzimi, candeggianti e sostanze ottiche sbiancanti.

Contiene (secondo le norme CE n. 648/2004):

1–5 % tensioattivi non-ionici
1–5 % tensioattivi anionici
Fenossietanolo, n-butil-1,2-benzisotiazolin-3-one, Laurylamine dipropilenediammine, Limonene, essenze profumate.

Altamente concentrato e pertanto molto ricco.

Con 250 ml di Detersivo Speciale Juzo si ottengono 130 litri di lisciva.

PT

Detergente Especial

Detergente Especial para a lavagem do vestuário de compressão medicinal Juzo, de todos os tecidos e malhas elásticas, assim como para todas as malhas de alta qualidade, de lã e seda.

Modo de usar:

Dissolva cerca de 1 centímetro de pasta em 2 litros de água morna. Para um tratamento prévio, aplique o produto concentrado, ligeiramente diluído, diretamente sobre as áreas sujas.

Tenha em atenção que:

O vestuário de compressão não deve ser esfregado, basta pressioná-lo com o detergente e enxaguar bem com água limpa. A lavagem frequente aumenta a durabilidade e prolonga a vida útil das suas roupas de compressão Juzo.

Informação sobre o ambiente:

Este detergente é facilmente biodegradável em mais de 90 %. Não contém fosfatos e está isento de enzimas, agentes de branqueamento e branqueadores óticos.

Ingredientes (de acordo com o Regulamento CE n.º 648/2004):
1–5 % de agentes tensioativos não-iónicos
1–5 % de agentes tensioativos aniónicos
Fenoxietanol, n-butyl-1,2-benzisotiazol-3-one, laurilamina dipropilenediamina, limoneno, fragrâncias.

Altamente concentrado e, por conseguinte, muito económico.

250 ml de Detergente Especial Juzo dão para preparar 130 litros de solução de lavagem.

ES

Detergente Especial

El Detergente Especial Juzo para las prendas de vestir de compresión médicas, todos los puntos y tejidos elásticos así como para puntos de gran calidad de lana y seda.

Uso:

Disolver alrededor de 1 centímetro de pasta en 2 litros de agua templada. Para el tratamiento previo extienda un poco del concentrado diluido sobre la zona sucia.

Roguemos preste atención:

No frote la prenda de vestir de compresión, solo apriete y aclare bien con agua clara. El lavado frecuente aumenta el tiempo de conservación y prolonga la vida de su prenda de compresión Juzo.

Información sobre el medio ambiente:

Este detergente es más de 90 % ligeramente biodegradable, libre de fosfatos, libre de encimas, medios para blanquear y aclarar ópticamente.

Contenido (según la normativa europea nº 648/2004):

1–5 % tensidas no iónicas
1–5 % tensidas anti-iónicas
Fenoxietanol, n-butil-1,2-bencisotiazol-3-ona, laurilamina dipropilendiamina, limoneno , sustancias aromáticas.

Altamente concentrado y por eso cunde mucho.

Detergente Especial Juzo de 250 ml que tiene como resultado 130 litros de lejía.

250 ml de Detergente Especial Juzo dão para preparar 130 litros de solução de lavagem.

NL

Speciaal Wasmiddel

Juzo Speciaal Wasmiddel voor medische compressiekleeding, alle elastische weefsels en breiwerk, alsmede voor hoogwaardig breiwerk van wol en zijde.

Toepassing:

Ca. 1 centimeter pasta in 2 liter lauwarm water oplossen. Voor voorbehandeling wat verdund concentraat aanbrengen op de vervuilde plekken.

Let op:

De compressiekleeding niet wrijven, alleen drukken en met schoon water goed doorspoelen. Vaak wassen verhoogt de houdbaarheid en verlengt de levensduur van uw Juzo compressiekleeding.

Milieu-informatie:

Dit wasmiddel is voor meer dan 90 % licht biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij, vrij van enzymen, bleekmiddelen en optische witmakers.

Bestanddelen (volgens EG-verordening nr. 648/2004):

1–5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
1–5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen
Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, laurylamine dipropyleendiamine, limoneen, geurstoffen.

Hoog geconcentreerd en daarom zuinig in gebruik.

250 ml Juzo Speciaal Wasmiddel is goed voor 130 liter wasloog.

DA

Special Vaskemiddel

Juzo Special Vaskemiddel til medicinske kompressionsprodukter, alle elastisk vævede og strikkede tekstiler samt som finvask til sarte tekstiler som uld og silke.

Anvendelse:

Ca. 1 centimeter pasta opløses i 2 liter lunkent vand. Til forbehandling påføres en smule fortyndet koncentrat på det pågældende sted.

Vær opmærksom:

Gnid ikke for hårdt på kompressionsproduktet – tryk kun og skyl grundigt med rent vand. Vask produktet ofte, da det øger holdbarheden og forlænger levetiden for dit Juzo kompressionsprodukt.

Miljøinformation:

Dette vaskemiddel er mere end 90 % let biologisk nedbrydeligt, fosfatfrit, fri for enzymen, blegemiddel og optisk hvidt.

Indholdsstoffer (fælles EU-regulering nr. 648/2004):

1–5 % nonioniske tensider
1–5 % anioniske tensider
Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, Laurylamine dipropylenediamine, Limonene, duftstoffer.

Højkoncentreret og derfor meget drøj i brug.

250 ml Juzo Special Vaskemiddel svarer til 130 liter vaskevand.

SV

Specialtvättmedel

Juzo Specialtvättmedel för medicinska kompressionsplagg, för elastiskt vävda och stickade tyger samt för högkvalitativa stickade textilier av ull och silke.

Tillämpning:

Ca. 1 centimeter av pastan löses upp i 2 liter varmt vatten. Vid förbehandling kan ett något utspätt koncentrerat appliceras på smutsiga ställen.

Observera:

Gnugga inte kompressionskläder, tryck bara på lite pasta på fläcken och spola sedan ordentligt med rent vatten. Frekvent tvätt ökar hållbarheten och förlänger livslängden på dina Juzo kompressionsplagg.

Miljöinformation:

Detta diskmedel är mer än 90 % enkelt nedbrytbart, fosfatfritt, utan enzymen, blekmedel och optiska vitmedel.

Ingredienser (enligt EU:s förordning nr 648/2004):

1–5 % nonjonaktiva tensider
1–5 % anjonaktiva tensider
Fenoxietanol, n-butyl-1,2-benzisotiazol-3-on, Laurylamin dipropylendiamin, Limonen, doftämnen.

Högkoncentrerat och därför mycket dröjt i bruk.

250 ml Juzo Specialtvättmedel ger 130 liter tvättvatten.

FI

Erikoispesuainetta

Juzo-Erikoispesuaine lääkinnäisiä kompressiovaatteita, kaikkia joustokudoksia ja neuleita sekä korkealaatuisia villa- ja silkkinneuleita varten.

Käyttö:

Liuota n. 1 cm tahnaa 2 litraan haaleaa vettä. Esikäsitteilyä varten levitä hieman laimennettua tiivistettyä likaisille kohdille.

Ole hyvä ja huomaa:

Älä hankaa kompressiovaatteita, ainoastaan puristele niitä ja huuhto hyvin puhtaalla vedellä. Usein pesemällä voit lisätä Juzo-kompressiovaatteidesi kestävyyttä ja pidentää niiden elinikää.

Ympäristönsuojelutiedot:

Tämä pesuaine on yli 90 % biologisesti helposti hajoavaa, eikä se sisällä fosfaatteja, entsyymejä, valkaisuaineita tai optisia vaalennusaineita.

Ainesosat (EY-asetuksen mukaan N:o 648/2004):

1–5 % ei-ionisia tensidejä
1–5 % anionisia tensidejä
Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, laurylamine dipropylenediamine, limonene, hajusteet.

Voimakkaasti tiivistettyä ja siksi hyvin riittoisaa.

250 ml:sta Juzo-Erikoispesuaine saat 130 litraa pesuliuosta.

Spezialwaschmittel

Juzo Spezialwaschmittel für medizinische Kompressionsbekleidung, alle elastischen Gewebe und Gestricke sowie für hochwertige Gestricke aus Wolle und Seide.

Special Detergent

Juzo Special Detergent for medical compression garments, all types of elastic fabrics and textiles, and high quality fabrics made from wool and silk.

Vertrieb:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Germany
juzo.com

Nuth GmbH & Co. KG

Hauptstr. 4
99826 Mihla
Germany
Tel. Nr.: 036924 / 3610
E-Mail: info@nuth-chemie.de
nuth-chemie.de

NO

Spesial Vaskemiddel

Juzo Spesial Vaskemiddel for medisinsk kompresjonstøy, alle elastiske stoffer og strikk, såsom for strikk av ull og silke av høy kvalitet.

Bruk:

Ca. 1 centimeter paste løses opp i lunket vann. Til førbehandling kan du smøre litt fortynnet konsentrat på de smussete stedene.

Vennligst ta hensyn til:

Kompresjonstøyet må ikke skrubbes, kun presses litt og deretter skylles godt av med klart vann.

Vask tøyet ofte, dette forlenger holdbarheten og levetiden av Juzo kompresjons-tøyet.

Miljøinformasjon:

Dette vaskemiddelet er over 90 % lett biologisk nedbrytbar, fritt for fosfat, enzymer og optiske blekemidler.

Innholdsstoffer (i hht. EU direktiv nr. 648/2004):

1–5 % ikke ioniske tensider

1–5 % anioniske tensider

Phenoxyethanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, laurylamine dipropylenediamine, limonen, duftstoffer.

Høyt konsentrert og har derfor høy kapasitet.

250 ml Juzo Spesial Vaskemiddel gir 130 liter vaskevann.

PL

Specjalnego Środka

Juzo Specjalny Środek do prania medycnej odzieży uciskowej, wszystkich tkanin elastycznych oraz wysokojakościowych tkanin z wełny i jedwabiu.

Stosowanie:

Rozpuścić ok. 1 centymetru pasty w 2 litrach letniej wody. Celem opracowania wstępnego nałożyć trochę koncentratu rozcieńczonego wodą na miejsca zabrudzone.

Proszę przestrzegać:

Nie trzeć odzieży uciskowej , tylko cisnąć i wypłukać czystą wodą.

Częste pranie przedłuża trwałość i sprawność odzieży uciskowej Juzo.

Informacje dot. środowiska:

Produkt do prania ulegający biodegradacji w stopniu powyżej 90 % jest bezfosforanowy, wolny od enzymów, środków wybielających i rozjaśniaczy optycznych.

Składniki (zgodnie z dyrektywą unijną nr 648/2004):

1–5 % tensydów niejonowych

1–5 % tensydów anionowych

Fenoksyetanol, n-butyl-1,2-benzisothiazol-3-one, Laurylamine dipropylenediamine, Limonene, substancja zapachowe.

Wysoko stężony i w związku z tym bardzo wydajny.

Ilość 250 ml Specjalnego Środka do prania Juzo przynosi 130 litrów mydlin.

EL

Ειδικό απορρυπαντικό

Ειδικό απορρυπαντικό Juzo για ιατρικό ρουχισμό συμπίεσης, όλες τις ελαστικές υφάνσεις, καθώς και για τις υφάνσεις υψηλής ποιότητας από μαλλί και μετάξι.

Εφαρμογή:

Διαλύστε περ. 1 εκατοστό πάστας σε 2 λίτρα χλιαρού νερού. Για προεπεξεργασία, επαλείψτε μικρή ποσότητα αραιωμένου συμπυκνώματος στα λερωμένα σημεία.

Λάβετε υπόψη τα εξής:

Μην τρίβετε τον ρουχισμό συμπίεσης. Πιέζετε και ξεπλένετε καλά με καθαρό νερό. Η συχνή πλύση αυξάνει την αντοχή και παρατείνει τον κύκλο ζωής του ρουχισμού συμπίεσης Juzo.

Πληροφορίες για το περιβάλλον:

Το απορρυπαντικό αυτό είναι βιοδιασπώμενο σε βαθμό άνω του 90 %. Επίσης, δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, ένζυμα, λευκαντικούς παράγοντες και οπτικά λαμπруντικά.

Συστατικά (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 648/2004):

1–5 % μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

1–5 % ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

Φαινοξυαιθανόλη, n-βουτυλο-1,2-βενζισοθειαζολιν-3-ονο, laurylamine dipropylenediamine, λεμονένιο, αρωματικές ουσίες.

Καθώς πρόκειται για προϊόν υψηλής συμπύκνωσης, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Με 250 ml ειδικού απορρυπαντικού Juzo έχετε 130 λίτρα διαλύματος πλύσης.

TR

Özel deterjan

Tibbi kompresyon giysileri, tüm elastik dokumalar ve örme kumaşlar ve ayrıca yün ve ipekten oluşan yüksek kaliteli örme kumaşlar için Juzo özel deterjan.

Kullanım:

Yakl. 1 santim macunu 2 litre ılık suda çözün. Ön işlem için kirlenmiş yerlere biraz sulandırılmış konsantrte sürün.

Lütfen şunlara dikkat edin:

Kompresyon giysilerini sürtmeyin, sadece bastırın ve temiz suyla iyice durulayın. Sık yıkama, Juzo kompresyon giysilerinizin kullanılabilirliğini artırır ve kullanım ömrünü uzatır.

Çevre bilgisi:

Bu deterjan, 90 % oranının üstünde biyolojik olarak parçalanabilir ve ayrıca fosfat, enzim, ağartıcı maddeler ve optik renk açıcı içermez.

İçerik maddeleri (AB'nin 648/2004 düzenlemesi uyarınca):

1–5 % iyonik olmayan temizlik maddeleri

1–5 % anyonik temizlik maddeleri

Fenoksietanol, n-bütül-1,2-benzisotiazol-3-one, laurilamin dipropilendiamin, limonen, koku maddeleri.

Yüksek konsantrteye sahiptir ve bu sebeple son derece verimlidir.

250 ml Juzo özel deterjan 130 litre çamaşır suyu oluşturur.

HR

Specijalni deterdžent

Juzo specijalni deterdžent za medicinsku kompresivnu odjeću, sve elastične tkanine i pletiva te za visokokvalitetna pletiva od vune i svile.

Primjena:

Cca. 1 centimetar paste rastopite u 2 litre mlake vode. Za tretman prije pranja nanesite malo razrijeđeni koncentrat na prljava mjesta.

Molimo obratite pozornost:

Nemojte trljati kompresivnu odjeću, samo ju pritišćite i dobro isperite čistom vodom. Često pranje povećava otpornost i produžuje rok trajanja Vaše Juzo kompresivne odjeće.

Informacije o zaštiti okoliša:

Ovaj deterdžent je više od 90 % lako biološki razgradiv te ne sadrži fosfate, enzime, izbjeljivače i optičke posvjetljivače.

Sastav (prema EU uredbi br.648/2004):

1–5 % neionski tenzidi

1–5 % anionski tenzidi

Fenoksietanol, n-butil-1,2-benzisotiazol-3-on, laurilamin dipropilendiamin, limonen, mirisi

Visoko koncentriran i stoga vrlo izdašan.

Od 250 ml Juzo specijalnog deterdženta dobiva se 130 litara lužine za pranje.

RU

Специальное моющее средство

Специальное моющее средство Juzo для медицинского компрессионного белья, всех эластичных тканей и трикотажа, а также для высококачественного шерстяного и шелкового трикотажа.

Применение:

примерно 1 сантиметр пасты растворить в 2 литрах теплой воды. Для предварительной обработки нанести немного разбавленного концентрата на загрязненные участки.

Обратите внимание:

нельзя тереть компрессионное белье, следует только слегка его сжимать и хорошо прополаскивать в чистой воде. Частая стирка повышает прочность и продлевает срок службы компрессионного белья Juzo.

Экологические свойства:

Данное моющее средство является более чем на 90 % легко биоразлагаемым, не содержит фосфатов, энзимов, отбеливателей и оптических осветлителей.

Сontiene (в соответствии с нормативами ЕС № 648/2004): 1–5 % неионогенные поверхностно-активные вещества

1–5 % анионные поверхностно-активные вещества
Феноксизетанол, н-бутил-1,2-бензизотиазолин-3-он, лауриламин дипропилендиамин, лимонен, ароматические вещества.

Очень экономичное за счет высокой концентрации.

Из 250 мл специального моющего средства Juzo получается 130 литров моющего раствора.

SK

Špeciálny prací prostriedok

Špeciálny prací prostriedok Juzo na zdravotné kompresné odevy, všetky elastické tkaniny a pleteniny, ako aj na kvalitné pleteniny z vlny a hodvábu.

Používanie:

Rozpusťte cca 1 centimeter pasty v 2 litroch vlažnej vody. Na predbežné ošetrenie naneste na znečistené miesta trochu zriedeného koncentrátu.

Rešpektujte prosím:

Kompresný odev nesmiete drhnúť. Iba ho stlačte a dôkladne opláchnite čistou vodou. Časté pranie zvyšuje odolnosť a predlžuje životnosť vášho kompresného odevu Juzo.

Informácie o životnom prostredí:

Tento prací prostriedok je z viac ako 90 % biologicky odbúrateľný, bez obsahu fosfátov, enzýmov, bielidiel a optických zjasňovačov.

Zloženie (podľa nariadenia EÚ č. 648/2004):

1–5 % neionizované tenzidy

1–5 % anionické tenzidy

Fenoxyetanol, n-butyl-1,2-benzisotiazol-3-one, laurylamíny dipropylenediamíny, limonény, vonné látky.

Vysoko koncentrovaný a preto veľmi výdatný.

Z 250 ml špeciálneho pracieho prostriedku Juzo dokážete vyrobiť 130 litrov ľúhovej vody na pranie.

SL

Posebni detergent

Posebni detergent Juzo za medicinska kompresijska oblačila, vse vrste elastičnih tkanin in pletiva ter kakovostnega pletiva iz volne in svile.

Uporaba:

Raztopite pribl. 1 centimeter paste v 2 litrih mlačne vode. Za predhodno obdelavo nanesite nekoliko razredčen koncentrat na umazana mesta.

Upošteвайте naslednje napotke:

Kompresijskih oblačil ne drgnite in ne stiskajte in jih dobro sperite s čisto vodo. Pogosto pranje podaljša rok uporabnosti in življenjsko dobo vaših kompresijskih oblačil Juzo.

Informacije o varstvu okolja:

Ta detergent je več kot 90-% biološko razgradljiv, brez fosfatov, brez encimov, belil in optičnih belil.

Sestavine (v skladu z Uredbo ES

št. 648/2004):

1–5 % neionskih tenzidov

1–5 % anionskih tenzidov

Fenoksietanol, n-butil-1,2-benzisotiazol-3-on, lavrilamini dipropilendiamini, limoneni, dišave.

Visoko koncentriran in zato zelo močan.

Iz 250 ml posebnega detergenta Juzo boste dobili 130 litrov milnice.

AR

عصاخلا فيظننتلا ةدام

مادة التنظيف من Juzo للملابس الضاغطة الطبية وجميع الأنسجة المرنة والأقمشة وكذلك الأقمشة عالية الجودة المصنوعة من الصوف والحريير.

الاستخدام:

حوالي ١ سنتيمتر من المعجون يتم إذابته في ٢ لتر من الماء الفاتر. للمعالجة الأولية ضع قليلاً من المركز المخفف على المواضع المتسخة.

يُرجى مراعاة ما يلي:

لا تترك الملابس الضاغطة، فقط اضغط عليها واشطفها جيداً بالماء الصافي. الغسيل المتكرر يزيد الصلاحية ويطيل العمر الافتراضي لملابسك الضاغطة من Juzo.

المعلومات البيئية:

أكثر من ٩٠% من مادة التنظيف هذه، قابلة للتحلل الحيوي بسهولة وخالية من الفوسفات وخالية من الإنزيمات ومواد التبييض والمبيضات الضوئية.

المكونات (وفقًا للوائح المفوضية الأوروبية رقم ٦٤٨/٢٠٠٤):

١ – ٥ % خافضات توتر سطحي غير أيونية

١ – ٥ % خافضات توتر سطحي أيونية

فينوكسي إيثانول، ن-بوتيل-١,٢-بنزايزوثيازول-3-وان، لوريل أمين ديبروبيلين ديامين، ليمونين، مواد عطرية.

عالية التركيز وبالتالي قوية جدًا.

مادة التنظيف الخاصة ٢٥٠ مل من Juzo تصنع ١٣٠ لترًا من محلول التنظيف.